


ヒトTnfrsf11Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y6Q6

商品番号: CM0023000



前書き

WBおよびELISA用の高品質なヒトTNFRSF11A (RANK)に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。破骨細胞分化および骨研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトTNFRSF11A ウサギ pAb
備考/別名	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; ヒトTNFRSF11A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8792
遺伝子ID	8792
免疫原	ヒトTNFRSF11A (NP_003830.1) のアミノ酸30-212に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y6Q6
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ