

フローサイトメトリー用 抗ヒトTrem1 (Cd354) モノクローナル抗体 - Q9Np99

商品番号: CM0009020



前書き

炎症反応を増幅する骨髄系受容体であるヒトTREM1 (CD354) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計。自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒトTREM1 mAb
備考/別名	CD354; TREM-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54210
遺伝子ID	54210
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTREM1 (NP_061113.1) のアミノ酸21-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NP99
タンパク質分子量	18kDa/26kDa
発送	保冷バッグ