


フローサイトメトリー用抗ヒトTrkaモノクローナル抗体（） - P04629

商品番号: CM0008589



前書き

ヒトサンプルのフローサイトメトリーでの使用が認証された、共役ウサギ由来抗ヒトTrkAモノクローナル抗体です。高親和性神経成長因子受容体を標的とし、神経生物学やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ由来抗ヒトTrkA mAb
別名	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; neurotrophic receptor tyrosine kinase 1
対象種	ヒト
GeneID	4914
免疫原	ヒトTrkA（NP_002520.2）のアミノ酸33～407番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P04629
タンパク質分子量	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
発送方法	氷袋