

抗ヒト Vcam-1/Cd106 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P19320

商品番号: CM0011908



前書き

ヒト VCAM-1/CD106 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。白血球接着、血管内皮の炎症、免疫監視の研究に最適です。ヒト VCAM-1 タンパク質（P19320）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト VCAM-1/CD106 モノクローナル抗体
備考/別名	CD106
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7412
遺伝子ID	7412
免疫原	ヒト VCAM1 のアミノ酸 25-698 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001069.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19320
タンパク質重量	71kDa/74kDa/81kDa
配送	アイスバッグ