

フローサイトメトリー用抗ヒト/サイトカガルCd3 Mab - P07766

商品番号: CM0008931



前書き

T細胞上のCD3イプシロンをフローサイトメトリーで検出するための、結合ウサギ抗ヒト/サルCD3モノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルのサンプルで検証済み。免疫表現型解析の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD3 mAb
備考/別名	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3 (NP_000724.1) のアミノ酸1-126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ