

## フローサイトメトリー用 抗ヒト/サル CD64 モノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0010309



### 前書き

フローサイトメトリー用のヒト/サル CD64 (FCGR1A) を標的とした  
標識ウサギモノクローナル抗体。単球/マクロファージに発現する高親和性 IgG 受容体を認識します。SWISS: P12314。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト/サル CD64 mAb                                               |
| 備考/別名       | FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fc fragment of IgG receptor Ia |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 2209                                                             |
| GeneID      | 2209                                                             |
| 免疫原         | ヒト CD64 (NP_000557.1) のアミノ酸 16-288 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質          |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                        |
| 適用          | FC                                                               |
| 交差反応性       | ヒト、カニクイザル                                                        |
| SWISS       | P12314                                                           |
| タンパク質分子量    | 38kDa/42kDa                                                      |
| 発送          | 保冷剤                                                              |