

フローサイトメトリー用 抗ヒト/サル CD69 モノクローナル抗体 - Q07108

商品番号: CM0009814



前書き

CD69に対するウサギモノクローナル抗体で、に直接標識されています。ヒトおよびカニクイザルのCD69に特異的です。T細胞、NK細胞、その他の白血球の早期活性化を研究するためのフローサイトメトリーで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗ヒト/サル CD69 mAb
備考/別名	AIM; EAI; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ