


抗ヒト/サル CD8A モノクローナル抗体（Fc用） - P01732

商品番号: CM0008697



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗ヒト/サル CD8a モノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルで検証済み。MHCクラスIの共受容体；CTLおよびNK細胞免疫に重要。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
遺伝子ID	925 (ヒト)
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	氷袋