


フローサイトメトリー用抗ヒト/サルCd8Aモノクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0011892



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD8aを標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。MHCクラスIの補助受容体であるCD8α鎖を認識し、T細胞介在性免疫に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サルCD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
遺伝子ID	925 (ヒト)
免疫原	ヒトCD8A (NP_001759.3) のアミノ酸22-182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
発送	保冷剤