


フローサイトメトリー用 抗ヒト/サル IgD モノクローナル抗体 () - P01880

商品番号: CM0012564



前書き

フローサイトメトリー (FC)
用に検証済みの高品質標識ウサギ抗ヒト/サルIgDモノ
クローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルIgD (~47
kDa)
を認識。B細胞免疫表現型解析および体液性免疫研究
に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル IgD mAb
種	ヒト
遺伝子ID	3495
免疫原	ヒトIgDのアミノ酸99-384に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ