


## フローサイトメトリー用 抗ヒト/サル IgD モノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0011036



### 前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギモノクローナル抗ヒト/サル IgD抗体。デルタ重鎖定常領域を検出。B細胞免疫表現型解析および体液性免疫研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                |
|----------|--------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗ヒト/サル IgD mAb                                |
| 備考/別名    | IGHD                                             |
| 種        | ヒト                                               |
| GeneID   | 3495                                             |
| 免疫原      | 組換えタンパク質   ヒトIgDのアミノ酸99-384に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                              |
| カテゴリ     | モノクローナル抗体                                        |
| 適用       | FC                                               |
| 交差反応性    | ヒト、カニクイザル                                        |
| SWISS    | P01880                                           |
| タンパク質分子量 | 47kDa                                            |
| 発送       | 保冷剤                                              |