

抗ヒト/サル Pd-1/Cd279 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q15116

商品番号: CM0009962



前書き

ヒトPD-

1（CD279）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒトおよびカニクイザル検体における免疫チェックポイント阻害およびT細胞疲弊の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル PD-1/CD279 mAb
備考/別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5133
GeneID	5133
免疫原	ヒトPD-1/CD279（NP_005009.2）のアミノ酸25-168に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）