

抗ヒト/マウスCd34 ウサギPolymab® モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P28906 / Q64314

商品番号: CM0007706

前書き

ヒト/マウスCD34抗原を標的とするウサギPolymAb®モノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。41kDaのバンドを検出し、造血幹細胞、接着、血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD34 ウサギPolymAb®
別名	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
反応種	ヒト/マウス
遺伝子ID（ヒト）	947
遺伝子ID	947/12490
免疫原	ヒトCD34組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28906/Q64314
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋梱包