

Wb、If-F、Elisa用抗ハンチンチン単クローン抗体 - P42858

商品番号: CM0002973



前書き

ハンチンチンを標的とするウサギ単クローン抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのHTTを検出し、ハンチントン病やオートファジー経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] ハンチンチン ウサギmAb
備考／別名	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
種	ヒト
GeneID	3064
免疫原	ヒト・ハンチンチン（P42858）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	単クローン抗体
用途	WB, IF-F, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42858
タンパク質分子量	348 kDa
輸送方法	氷袋