


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Hur/Elavl1 モノクローナル抗体 - Q15717

商品番号: CM0003077



前書き

HuR/ELAVL1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのELAVL1を認識。mRNA安定性および転写後調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HuR/ELAVL1 ウサギ mAb
備考/別名	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1994
免疫原	合成ペプチド ヒトHuR/ELAVL1 (Q15717) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15717
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ