


Anti-Hur/Elavl1 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15717

商品番号: CM0030548



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルHuR/ELAVL1抗体。ヒトおよびマウスのHuR（遺伝子調節研究において、AU-rich elementを含むmRNAを安定化させるRNA結合タンパク質）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] HuR/ELAVL1 Rabbit pAb
備考/別名	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1994
遺伝子ID	1994
免疫原	合成ペプチド ヒト HuR/ELAVL1 (NP_001410.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15717
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ