


Anti-Hur/Elavl1 ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q15717

商品番号: CM0024275



前書き

KO検証済みHuR/ELAVL1ウサギポリクローナル抗体、ヒト、マウス、ラット用WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA向け。RNA結合タンパク質HuRを認識し、AREを含むmRNAを安定化。転写後調節研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HuR/ELAVL1 ウサギ pAb
備考/別名	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1994
免疫原	ヒトHuR/ELAVL1 (NP_001410.2) のアミノ酸1-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15717
タンパク質分子量	36kDa
輸送	氷袋