


ウエスタンブロット、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Hus1 ウサギポリクローナル抗体 - O60921

商品番号: CM0028139



前書き

ヒトHUS1 (O60921)

を標的とする32kDaのチェックポイントタンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。DNA修復および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HUS1 ウサギ pAb
備考/別名	hHUS1; HUS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3364
GeneID	3364
免疫原	ヒトHUS1 (NP_004498.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60921
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ