


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hus1ウサギポリクローナル抗体 - O60921

商品番号: CM0014131



前書き

ヒトHUS1チェックポイントタンパク質（32 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。DNA損傷および細胞周期チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HUS1 Rabbit pAb
備考/別名	hHUS1; HUS1
種	ヒト
遺伝子ID	3364
免疫原	ヒトHUS1（NP_004498.1）のアミノ酸1～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60921
タンパク質分子量	32 kDa
輸送	アイスパック