

Wb・Elisa用 抗Hus1B ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nhy5

商品番号: CM0016946

前書き

ヒトのチェックポイントタンパク質HUS1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示すため、細胞周期調節の多種研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HUS1B ウサギpAb
別名	HUS1B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	135458
GeneID	135458
免疫原	ヒトHUS1B(NP_683762.2)のアミノ酸1-278番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8NHY5
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤