

WbおよびElisa用抗Huwe1ポリクローナル抗体 - Q7Z6Z7

商品番号: CM0019259



前書き

ウサギ由来ヒトHUWE1に対するポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのサンプル中のHUWE1（約482kDa）を検出します。ユビキチン化およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HUWE1 ウサギ pAb
別名	MULE; Ih772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
対象種	ヒト
遺伝子ID	10075
免疫原	ヒトHUWE1 (NP_113584.3) のアミノ酸1-100番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q7Z6Z7
タンパク質分子量	482kDa
発送方法	保冷剤同梱