

Anti-Hvem/Tnfrsf14 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q92956

商品番号: CM0020975



前書き

ヒトHVEM/TNFRSF14に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。この30

kDaの膜受容体は、免疫共刺激、抗ウイルス応答、およびヘルペスウイルスの侵入を媒介します。免疫学、感染症学、および腫瘍学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HVEM/TNFRSF14 Rabbit pAb
備考/別名	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8764
GeneID	8764
免疫原	ヒトHVEM/TNFRSF14 (NP_003811.2) のアミノ酸39-202に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92956
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ