

Wb、Elisa用 Anti-Hyal1 モノクローナル抗体 - Q12794

商品番号: CM0004369



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用ウサギモノクローナルHYAL1抗体。ヒトに反応性あり。腫瘍進行とリソソーム機能に関与するヒアルロニダーゼ-1を標的とする。がんおよびムコ多糖症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HYAL1 ウサギ mAb
備考/別名	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; ヒアルロニダーゼ-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3373
遺伝子ID	3373
免疫原	ヒトHYAL1 (NP_149349.2) のアミノ酸22-435に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12794
タンパク質分子量	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
発送	保冷バッグ