

Anti-Hyal1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12794

商品番号: CM0027167



前書き

ヒトHYAL1 (Hyaluronidase-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適用可能；マウス、ラットと交差反応します。腫瘍進行およびリソソーム蓄積症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HYAL1 Rabbit pAb
備考/別名	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3373
遺伝子ID	3373
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12794
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋