

Wb、Elisa用途 抗Iah1ウサギポリクローナル抗体 - Q2Taa2

商品番号: CM0013947

前書き

脂質代謝に関与する推定リパーゼであるIAH1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。28kDaのバンドを検出し、加水分解酵素および脂質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IAH1 ウサギpAb
備考/別名	IAH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	285148
遺伝子ID	285148
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q2TAA2
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷剤