


抗Iapp（アミリン、Dap）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P10997

商品番号: CM0027580



前書き

ヒトIAPP（アミリン/DAP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。エネルギー恒常性および2型糖尿病におけるアミロイド凝集の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IAPP Rabbit pAb
備考/別名	DAP; IAP; IAPP
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3375
免疫原	ヒトIAPP（NP_000406.1）のアミノ酸1-89内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10997
タンパク質分子量	10 kDa
輸送方法	氷袋