

WbおよびElisa用抗Ibtkウサギポリクローナル抗体 - Q9P2D0

商品番号: CM0015886

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗IBTKウサギポリクローナル抗体。ヒトIBTK（151kDa）を標的とします。
これはB細胞の発生とNF-
κB転写に参与するBTKキナーゼの阻害因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IBTK ウサギ pAb
別名/別称	BTKI; BTBD26; IBTK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25998
免疫原	ヒトIBTK（NP_056340.2）のアミノ酸900～1200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P2D0
タンパク質分子量	151kDa
輸送方法	保冷剤