

フローサイトメトリー用 Anti-Icam-1/Cd54 モノクローナル抗体 - Q00238

商品番号: CM0011329

前書き

ラットICAM-1/CD54に対するウサギモノクローナル抗体で、に結合されており、フローサイトメトリー用に検証済みです。白血球接着、炎症、免疫細胞のトラフィックキングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗ラット ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	CD54; ICAM; Icam1
種	ラット
遺伝子ID (ヒト)	3383
遺伝子ID	25464
免疫原	ラットICAM-1/CD54 (NP_037099.1) のアミノ酸28-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ラット
SWISS	Q00238
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ