


抗Icam-1/Cd54モノクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa用） - P05362 / P13597

商品番号: CM0011215



前書き

ICAM-1 (CD54)
に対する組換えウサギモノクローナル抗体（WB,
IF/ICC, IHC-P,
ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。
白血球接着、炎症、ウイルス感染研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
備考/別名	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	3383
遺伝子ID	3383/15894
免疫原	ヒト/マウス ICAM-1/CD54の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05362/P13597
タンパク質重量	58kDa/59kDa
配送	アイスバック