

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Icam-1/Cd54マウスモノクローナル抗体 - P13597

商品番号: CM0008850

前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みの高特異性抗マウスICAM-1/Cd54マウスモノクローナル抗体。細胞接着および白血球遊走研究において、マウスおよびラットのICAM-1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM-1/Cd54マウスmAb
備考／別名	CD54 ; Ly-47 ; Icam-1 ; MALA-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	15894
免疫原	組換えタンパク質；マウスICAM-1/Cd54のアミノ酸28～485 (NP_034623.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13597
タンパク質分子量	59 kDa
輸送	保冷バッグ