


Wb・Elisa用抗Icam-1/Cd54ポリクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0017515



前書き

ヒトICAM-

1/CD54 (BB2、CD54) に対する高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。接着、炎症、ウイルス侵入の研究に適しています。UniProt: P05362。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM-1/CD54 ウサギ pAb
備考・別名	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3383
遺伝子ID	3383
免疫原	ヒトICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸250～480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
配送方法	保冷剤