

Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Icam-1/Cd54 ウサギモノクローナル抗体 - Q00238

商品番号: CM0011796

前書き

ラット ICAM-1/CD54に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC、ELISAで検証済み。ラットと反応。白血球接着、血管内皮透過性移行、炎症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM-1/CD54 ウサギmAb
備考/別名	CD54; ICAM
種	ラット
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	25464
免疫原	ラット ICAM-1/CD54 (NP_037099.1) のアミノ酸28-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q00238
タンパク質分子量	60kDa
配送	保冷バッグ