


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Icam-1/Cd54 ウサギポリクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0027566



前書き

ヒトICAM-1/CD54 (SWISS P05362) を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞接着、白血球遊走、ウイルス感染メカニズムの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM-1/CD54 ウサギ pAb
備考/別名	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	3383
免疫原	ヒトICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸28-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ