

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Icam1 (Cd54) ポリクローナル抗体 - Q00238

商品番号: CM0023438

前書き

Icam1 ウサギ pAb（ポリクローナル抗体）は、WB、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞間接着分子1（CD54）、60 kDa、UniProt Q00238を標的とします。細胞接着および白血球遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Icam1 ウサギ pAb
備考/別名	CD54; ICAM; Icam1
種	ラット
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	25464
免疫原	ラット Icam1 (NP_037099.1) のアミノ酸 28-493 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q00238
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ