

Anti-Icam1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P13597

商品番号: CM0021886

前書き

マウスICAM1（CD54）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。白血球接着および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM1 Rabbit pAb
備考/別名	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
種	マウス
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	15894
免疫原	マウスICAM1（NP_034623.1）のアミノ酸120-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13597
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ