

## Anti-Icam2 / Cd102 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35330

商品番号: CM0003157



### 前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の組換え抗マウスICAM2/CD102ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。白血球の接着および免疫細胞相互作用の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | ICAM2 / CD102 Rabbit mAb                               |
| 備考/別名    | CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102                    |
| 種        | マウス                                                    |
| GeneID   | 15896                                                  |
| 免疫原      | マウスICAM2 / CD102（P35330）のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性    | マウス、ラット                                                |
| SWISS    | P35330                                                 |
| タンパク質分子量 | 31kDa                                                  |
| 配送       | アイスバッグ                                                 |