


抗Icam3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P32942

商品番号: CM0024941



前書き

ヒトICAM3（CD50）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。白血球接着、食作用、樹状細胞相互作用の研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM3 Rabbit pAb
別名	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3385
遺伝子ID	3385
免疫原	ヒトICAM3（NP_002153.2）のアミノ酸270～490番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32942
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋梱包