


Wb、Ihc-P、Fc用 抗Icam3/Cd50 ウサギモノクローナル抗体 - P32942

商品番号: CM0009460



前書き

ヒトICAM3/CD50に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-

P、FC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトと交差反応します。白血球接着と免疫細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM3/CD50 ウサギmAb
備考／別名	CD50; CDW50; ICAM-R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3385
GeneID	3385
免疫原	ヒトICAM3 (NP_002153.2) のアミノ酸30～114番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32942
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤