

Wb、Elisa用抗Icam4ポリクローナル抗体 - Q14773

商品番号: CM0029058

前書き

ICAM4（LW血液型タンパク質）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。赤血球貪食および血小板接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM4 Rabbit pAb
備考/別名	LW; CD242; ICAM4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3386
GeneID	3386
免疫原	ヒトICAM4 (NP_001034221.1) のアミノ酸20-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14773
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ