

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Icam5（テレンスファリン）モノクローナル抗体 - Q60625

商品番号: CM0009046

前書き

マウスICAM5（テレンスファリン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経細胞の接着および樹状突起形成に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM5 ウサギmAb
備考／別名	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
種	マウス
GeneID（ヒト）	7087
GeneID	15898
免疫原	マウスICAM5（NP_032345.2）のアミノ酸32～227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q60625
タンパク質分子量	97kDa
配送	保冷剤