

Wb、Elisa用 Anti-Ick ポリクローナル抗体 - Q9Upz9

商品番号: CM0026516

前書き

WBおよびELISAで検証済みのIVD対応 anti-ICK
ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反
応性あり。絨毛形成、発生、癌研究のためのセリン/ス
レオニン-プロテインキナーゼ ICK (Q9UPZ9)
を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICK ウサギ pAb
備考/別名	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22858
遺伝子ID	22858
免疫原	組換えタンパク質[ヒトICK (NP_057597.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPZ9
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ