

WbおよびElisa用Anti-Icos/Cd278モノクローナル抗体 - Q9Y6W8

商品番号: CM0012342



前書き

ヒトICOS/CD278に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫応答および抗体産生に重要な、主要なT細胞共刺激受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICOS/CD278 Rabbit mAb
備考/別名	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
種	ヒト
GeneID	29851
免疫原	ヒトICOS/CD278 (Q9Y6W8) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6W8
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋