

抗Icos/Cd278ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Fc、Elisa用途） - Q9Wvs0

商品番号: CM0006708

前書き

マウスICOS（CD278）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、FC、ELISAでの検証が完了しています。T細胞共刺激および免疫応答研究に適しており、マウスと反応します。SWISS：Q9WVS0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICOS/CD278 ウサギmAb
備考/別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
種	マウス
GeneID (ヒト)	29851
GeneID	54167
免疫原	マウスICOS/CD278(NP_059508.2)のアミノ酸21～142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤