

Anti-Icos/Cd278 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y6W8

商品番号: CM0024340



前書き

ヒト ICOS/CD278 (Q9Y6W8)

をターゲットとする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA

で検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞共刺激および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICOS/CD278 Rabbit pAb
備考/別名	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29851
GeneID	29851
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ICOS/CD278 (NP_036224.1) のアミノ酸21-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6W8
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ