

Anti-Icosl ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O75144

商品番号: CM0026343



前書き

ヒトICOSL（CD275/B7-H2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの実使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。T細胞共刺激および免疫チェックポイント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICOSL ウサギ pAb
備考/別名	B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23308
GeneID	23308
免疫原	ヒトICOSL（NP_056074.1）のアミノ酸19～256番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75144
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤梱包