


Anti-Ict1/Mrp-L58 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14197

商品番号: CM0016969



前書き

ヒトおよびマウスICT1（ミトコンドリアペプチジルRNA加水分解酵素）のWBおよびELISA検出用Anti-ICT1/MRP-L58ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア翻訳終結とリボソームリサイクルの研究に最適です。 - Q14197

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICT1 Rabbit pAb
備考/別名	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3396
遺伝子ID	3396
免疫原	組換えタンパク質 ヒトICT1 (NP_001536.1) のアミノ酸30-206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14197
タンパク質分子量	24kDa
配送方法	アイスパック