

## Anti-Id2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q02363

商品番号: CM0026716



## 前書き

ヒトID2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。転写制御因子ID2（分化、概日リズム、および癌に関与するbHLHインヒビター）を標的とします。UniProt: Q02363。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 製品名         | ID2 Rabbit pAb                                |
| 備考/別名       | GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2                |
| 種           | ヒト                                            |
| GeneID (ヒト) | 3398                                          |
| GeneID      | 3398                                          |
| 免疫原         | ヒトID2 (NP_002157.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                     |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト                                            |
| SWISS       | Q02363                                        |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                         |
| 配送          | アイスバッグ                                        |