

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Id3ウサギポリクローナル抗体 - Q02535

商品番号: CM0027711



前書き

ヒトID3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのID3を認識します。転写制御、筋形成、概日時計経路の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ID3 ウサギ pAb
備考／別名	HEIR-1; bHLHb25; ID3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3399
遺伝子ID	3399
免疫原	ヒトID3 (NP_002158.3) のアミノ酸1-119番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02535
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	氷袋