

## 抗Ide ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P14735

商品番号: CM0004578



### 前書き

ヒトIDEに対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのIDEを認識します。インスリン分解やアミロイドベータクリアランスの研究に最適です。SWISS: P14735。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | [KD検証済み] Insulin-degrading enzyme/IDE ウサギmAb                                  |
| 備考 / 別名    | INSULYSIN                                                                     |
| 種          | ヒト                                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3416                                                                          |
| 遺伝子ID      | 3416                                                                          |
| 免疫原        | ヒトInsulin-degrading enzyme (IDE) (NP_004960.2)のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                     |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                    |
| SWISS      | P14735                                                                        |
| タンパク質分子量   | 118kDa                                                                        |
| 発送         | 氷袋                                                                            |