

Wb、If/Icc、Elisa用抗Idh1ポリクローナル抗体 - O75874

商品番号: CM0024338



前書き

CamelBioのIDH1ウサギpAbは、細胞質イソクエン酸脱水素酵素を標的とし、ヒト、マウス、ラット、サルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。がん代謝およびTCAサイクルの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDH1 Rabbit pAb
備考/別名	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3417
GeneID	3417
免疫原	ヒトIDH1 (NP_005887.2) のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	O75874
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ